



La connectivité sans fil Adam Connect simplifie le transfert des données des balances. Le module Adam Connect Bluetooth Sender est prêt à l'emploi et fonctionne avec les balances compatibles pour transmettre les données jusqu'à une distance de 12 mètres vers des PC ou des imprimantes en utilisant les modules Adam Connect USB PC Connector (pour l'acquisition de données avec le logiciel AdamDU ou d'autres systèmes LIMS) et Printer Connector. Pour une configuration personnalisée, sélectionnez uniquement les modules récepteurs dont vous avez besoin. Le module Bluetooth Sender est nécessaire pour chaque configuration.

## Connectivité sans fil prête à l'emploi pour la communication de données entre les balances et les PC et imprimantes



| Numéro d'article.. | Description                      | Code Article |
|--------------------|----------------------------------|--------------|
| 8000011571 .....   | Émetteur Bluetooth               | BTM-01       |
| 8000011587 .....   | Récepteur Bluetooth-à-Imprimante | BTM-02       |
| 3074010507 .....   | Récepteur Bluetooth-à-PC         | BTM-03       |

### À Propos d'Adam:

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis.  
Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.