



Le logiciel Adam Du (Utilitaire des données) vous laisse facilement saisir les données des balances Adam Equipment pour une analyse immédiate ou pour une exportation à d'autres applications. Gardez un contrôle strict des opérations de pesage et intégrez les tâches de pesages dans des procédures avec cet utilitaire de collecte de données complet.

AdamDU offre plusieurs fonctions utiles comme le tracage de graphe, l'analyse statistique, et l'export de données en XML, CSV, HTML et en fichiers Text, ou directement aux applications Windows®, y compris Excel, Microsoft® Word ou le Clipboard de Windows®.

Avec le support pour accepter et gérer jusqu'à 8 balances simultanément, AdamDU est le meilleur choix pour le logiciel de collecte de données pour un éventail d'applications.

Une installation facile et une opération intuitive font du logiciel riche en fonctionnalités AdamDU un choix exceptionnel pour saisir les données des balances.

Caractéristiques

- Interface rapide et facile à utiliser, capable de saisir les données de 8 balances simultanément grâce au(x) port(s) de communication série
- Fenêtre de Commande Principale pour aperçu et gestion de toutes les sessions de saisie de données
- Affichage graphique en temps réel
- Performe des analyses statistiques sur les lectures (Min, Max, Médian, Moyenne, Variance, Déviation Standard) en temps réel
- Exporte les lectures saisies en divers formats de fichiers (Text, CSV, HTML, XML)
- Exporte directement à Microsoft® Excel ou Microsoft® Word
- Exporte les lectures saisies au Bloc-Notes Windows® pour un import rapide dans les autres applications Windows®
- Saisie des données personnalisées en plus des données de lectures des balances, supporte jusqu'à 6 autres champs définis par l'utilisateur dans lesquels un utilisateur peut saisir des données personnalisées
- Interagissez avec la balance connectée – envoyez des commandes à distance pour contrôler certains aspects la balance (certaines commandes sont uniquement applicables à certains modèles)
- Enregistrez des rapports de calibrage et classez-les pour un suivi complet des records de calibrage
- Enregistrez des formulaires de sorties (des données personnalisées de plusieurs lignes d'une balance) dans un fichier
- Enregistrez continuellement les lectures dans un fichier en temps réel
- Imprimez les lectures brutes et les lectures graphiques
- Saisissez le temps et la date avec les lectures, et le numéro de série de la balance quand supporte pour une identification unique des données de lectures et des balances
- Cherchez rapidement pour trouver des lectures – des lectures spécifiques, min ou max de lectures
- Saisissez les lectures de Détermination de Densité quand utilisé avec la balance appropriée et un Kit de Détermination de Densité
- Recueillez le poids de l'unité, le compte de pièces, le prix de l'unité et le prix total des balances compteuses et des balances commerciales
- Saisissez le poids tare, le poids net et le poids brut/net de n'importe quelle balance pour des applications de chaînes de production
- Recevez des lectures orales d'une balance en utilisant l'engin Synthétiseur de Parole Microsoft® (Windows XP et après)

Microsoft Word, Microsoft Excel et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

A Propos D'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels du monde entier font confiance à Adam Equipment pour une vaste gamme d'équipements de pesage fiable et abordable. Adam offre la balance idéale en vitesse, performance et valeur

Fourni par