



亚当设备的高地水平，配有全面的功能来帮助简化实验室工作，实地测试，和各种教育和工业应用。由耐用的ABS 塑料制造，高地产品有着创新设计的特色，允许水平仪方便堆砌，空间有限时便于储存。密度测量比重测定通过高地水平仪的以下称重功能，能十分容易进行测量，而可移动的吃水保护层，消除在通风良好的环境中，空气造成的扰动。ShockProtect<sup>®</sup> 功能可以帮助防止超载损害，和 HandiCal<sup>®</sup> 提供快速的内部校准，确保每一次测量的一致性。

**Highland是集多功能于一身的高性价比精密天平。**



## 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 可进行叠加存储，节省更多空间（仅限120mm秤盘）
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 下装金仕顿锁孔以防止天平被盗
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 三级 ShockProtect<sup>®</sup>防过载保护保护天平内部组件
- 下方称重挂钩
- 内部校准系统无需外用砝码
- RS-232和USB接口连接打印机和电脑
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 当超载称重时会有声音超载报告警告
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 自动累计所有结果
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数

## 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 累计称重

## 关于艾德姆

在过去的五十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

## 产品详情

型号	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 2202	HCB 3001	HCB 6001
量程	120g	150g	300g	600g	600g	1000g	1500g	2200g	3000g	6000g
精度	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g	0.01g	0.05g	0.01g	0.1g	0.1g
重复性 (S.D.)	0.0008g	0.005g	0.008g	0.01g	0.01g	0.01g	0.05g	0.01g	0.05g	0.05g
线性误差	0.003g	0.01g	0.02g	0.02g	0.02g	0.02g	0.1g	0.03g	0.2g	0.2g
最小称重	0.02g	0.02g	0.02g	1g	0.5g	0.5g	1g	0.5g	20g	20g
秤盘大小	120mm ø									145mm ø
称量单位	g, lb, oz, N, GN, ct, dr, dwt, mm, ozt, T, tl.H, tl.S, tl.T									
稳定的时间 (秒)	3	2	3	2			3	2		
接口	RS-232 / USB									
校准	外部校准 / 内部人工校准									
显示	背光LCD与18mm 高位数									
电源	12VDC 800mA 毫安适配器 / 内置可充电电池									
工作温度	0° 到 40°C									
外壳	ABS 塑料									
防风罩尺寸	132mm ø x 90mm									无
整体尺寸	174 x 252 x 80mm									
净重量	2kg									

## 配件

### 物料编号.....说明

- 308002042 ..... 手提箱
- 308232030 ..... 防护罩
- 308232034 ..... 防护罩 (5个)
- 308232035 ..... 防护罩 (10个)
- 1129915779 ..... ATP2 打印机
- 3126011263 ..... ATP2 热敏打印纸
- 3126011281 ..... ATP2 热敏打印纸 (10卷装)
- 700400103 ..... RS-232电缆
- 700100046 ..... 安全锁
- 600002028 ..... Adam DU 数据采集软件
- 3074010267 ..... USB电缆
- 700660290 ..... 检定证书
- 700100007 ..... F1 100g 校准码
- 700100012 ..... F1 200g 校准码
- 700100009 ..... F1 1kg 校准码
- 700100010 ..... F1 2kg 校准码

## 重要配件



### ATP2 打印机

ATP2 是一款结构紧凑的通用型热敏卷式打印机, 可通过 RS-232 接口与 Adam 称和天平连接。



### 安全锁

安全锁和缆绳适用于天平和秤上的内置锁附件, 可绕在物体上将天平固定到位。柔韧的钢缆不易被剪断, 密码锁允许用户选择密码。



### Adam DU 数据采集软件

Adam DU 可同时快速收集多达八个 Adam 天平的信息。带有主命令窗口的界面简单易用, 用户可以查看和管理数据采集会话。

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款, 错误和遗漏不在此列。