



Con una construcción y funcionalidad robusta, la serie de básculas de salud MDW ofrecen una solución económica para las necesidades de los profesionales de la salud. La báscula cuenta con una batería interna recargable y ruedas para facilitar el transporte, así como una base de metal resistente y plataforma antideslizante. La báscula digital MDW 300L puede calcular las mediciones del índice de masa corporal (IMC), mientras que un estadímetro ajustable permite las lecturas claras y precisas de la altura. Otras características incluyen teclado de color, gran pantalla LED, y la interfaz RS-232 para la comunicación entre la balanza y un ordenador o impresora, para facilitar el registro y resultados.

## Balanza de fácil operación, mide la altura y el peso



### Características

- Función IMC (índice de masa corporal) disponible en el modelo MDW 300L
- El MDW 300L ofrece una interfaz RS-232 para una comunicación rápida con impresoras y computadoras
- Los modelos MDW 250L y MDW 300L cuentan con una función de retención para retener el peso en la pantalla
- Utilice el MDW 250L y el MDW 300L con el adaptador de CA incluido o la batería recargable
- Medidas de altura de 60cm a 212cm
- Las ruedas integradas permiten un movimiento fácil (no disponible en MDW 250L)
- Plataforma antideslizante garantiza la seguridad al subir y bajar la báscula
- Estadímetro facilita la medición de niños y adultos durante el pesaje
- Construcción de metal de la base y el pilar

### Aplicaciones

- Pesaje
- Indicador IMC (Índice de Masa Corporal)
- Height Measurement

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	MDW 250L	MDW 300L
Capacidad	250kg	300kg
Legibilidad	0.1kg	0.05kg
Repetibilidad (S.D.)	0.1kg	
Linealidad (+/-)	0.1kg	
Tamaño del plato	375x275mm	
Unidades de medida	kg, lb	
Tiempo de estabilización (sec)	3	
Interfaz	No Disponible	RS-232
Índice de masa corporal (IMC)	No	Sí
Barra de estatura	Sí	
Calibración	Calibración Externa	
Pantalla	LED con dígitos 22mm de alto	
Alimentación de corriente	Batería Interna Recargable / Adaptador 12VDC 50/60Hz 500mA	
Temperatura de operación	5° a 40°C	
Dimensiones totales	535x275x940mm (axpxa)	570x275x1310mm (axpxa)
Peso Neto	15kg	13kg

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3014011014 .....	Cable RS-232
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
1120011156 .....	Impresora térmica Adam ATP
3126011263 .....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281 .....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
700660290 .....	Certificado de Calibración

## Accesorios Principales



### Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.

## Suministrados por